

CIL 50a : Eaux de TAR - Analyses microbiologiques Legionella**Descriptif du programme**

Créé en 2011
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
55 participants de 12 Pays

Planning du programme

Date d'envoi	Date de limite d'inscription	Code	Matrice	Masse / Volume	Accrédités
01/10/2024	16/09/2024	0050 ✱	Témoin température		
01/10/2024	16/09/2024	0250 ✱	Eau sale Legionella -Eau synthétique	1050 ml	✓
11/02/2025	27/01/2025	0050 ✱	Témoin température		
11/02/2025	27/01/2025	0250 ✱	Eau sale Legionella -Eau synthétique	1050 ml	✓
20/05/2025	05/05/2025	0050 ✱	Témoin température		
20/05/2025	05/05/2025	0250 ✱	Eau sale Legionella -Eau synthétique	1050 ml	✓

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un ✱ sont envoyés congelés / réfrigérés

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés